

Evolutis  
C R E A T E U R F A B R I C A N T



Product Sheet  
**EMERGENCE**<sup>®</sup>  
Fiche Produit

Cemented Total Hip System

*Prothèse Totale de Hanche  
Cimentée*

# References

## Stem / Tige EMERGENCE

Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 0	H41 000
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 1	H41 001
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 2	H41 002
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 3	H41 003
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 4	H41 004
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 5	H41 005
Stem / Tige EMERGENCE Size / Taille 6	H41 006

## Femoral Head / Tête fémorale

Neck length / Longueur de col	Ø 22.2		Ø 28		Ø 32	
	Metal	Ceramic	Metal	Ceramic	Metal	Ceramic
	-7	-	-	H11 0279	-	-
-4	-	-	-	-	-	H14 0320
-3.5	-	-	H11 0280	H14 0280	-	-
-2	H11 0220	-	-	-	-	-
0	H11 0221	-	H11 0281	H14 0281	-	H14 0321
+2	H11 0222	-	-	-	-	-
+3.5	-	-	H11 0282	H14 0282	-	-
+4	-	-	-	-	-	H14 0322
+7	-	-	H11 0283	-	-	-

## Cup / Cupule EMERGENCE

	Ø 22.2 (inner / interne)	Ø 28 (inner / interne)
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 42	H23 E2242	
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 44	H23 E2244	H23 E2844
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 46		H23 E2846
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 48		H23 E2848
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 50		H23 E2850
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 52		H23 E2852
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 54		H23 E2854
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 56		H23 E2856
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 58		H23 E2858
Cup / Cupule EMERGENCE Ø 60		H23 E2860

## Instrumentations EMERGENCE Instrument sets

Femoral Instrumentation / Instrumentation Fémorale	H42 9100
Acetabular Instrumentation / Instrumentation Cotyle	H24 9100



**Evolutis**  
**MOTION INSIDE**

### Mentions légales :

Les implants EMERGENCE sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires totales (PTH).  
Les implants EMERGENCE sont destinés uniquement à une fixation cimentée. NE PAS UTILISER ces implants dans le cadres d'une arthroplastie sans ciment.  
Les implants EMERGENCE sont pris en charge par l'assurance maladie sous certaines conditions, pour connaître les conditions spécifiques de prise en charge, merci de vous rendre sur le site officiel de l'assurance maladie [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr).  
Le chirurgien est invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du dispositif médical, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site [www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com).

### Materials / Matériaux :

Stems : high nitrogen content stainless steel according ISO 5832-9  
Cups : UHMWPE according ISO 5834-1 & 2, radiolucent ring in stainless steel according ISO 5832-1  
Femoral heads : pure alumina ceramic according ISO 6474-1 or high nitrogen content stainless steel according ISO 5832-9  
Packaging : Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging  
Tiges : acier inoxydable à haute teneur en azote selon ISO 5832-9  
Cupules : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2, fil repère en acier inoxydable selon ISO 5832-1  
Têtes fémorales : céramique d'alumine pure selon ISO 6474-1, ou acier inoxydable à haute teneur en azote selon ISO 5832-9  
Conditionnement : Stérilisé sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac



DESIGNED AND  
MANUFACTURED  
IN FRANCE



**Evolutis**

Avenue de la Libération, 42720 Briennon, France  
Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90

[www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com)